

# Leistungsübersicht

## Pharmazeutischer Laborleistungen

### GMP-Umgebungsmonitoring

Artikelnr.	Artikel	Artikelbeschreibung
5009051	Abklatschuntersuchung	Inkubation und Auswertung von produktbegleitenden Abklatschuntersuchungen (Gesamtkeimzahl, Bakterien und Pilze inkl. morphologischer Identifizierung gewachsener Keime).
5009053	GMP-Sedimentationsplatte	Inkubation und Auswertung des passiven Luftmonitorings (Gesamtkeimzahl, Bakterien und Pilze inkl. morphologischer Identifizierung gewachsener Keime).
5009055	GMP-Luftkeimzahlplatte	Inkubation und Auswertung des aktiven Luftmonitorings (Gesamtkeimzahl, Bakterien und Pilze inkl. morphologischer Identifizierung gewachsener Keime).
5006045	Keimdifferenzierung	Identifizierung von Bakterien auf Spezies-Ebene mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF).

### Prozessvalidierung

Artikelnr.	Artikel	Artikelbeschreibung
5006043	Pharmazeutische Zubereitungen (nicht steril)	Zählung der vermehrungsfähigen Mikroorganismen (TAMC, TYMC) in nicht sterilen Arzneimitteln mittels Membranfiltration oder Ausstrichverfahren (Ph. Eur. 2.6.12).
5004030	Mediafill mit Wachstumstest	Inkubation und Auswertung von Nährmedienabfüllungen (Media-Fill-Proben) im Rahmen der Prozessvalidierung inklusive Wachstumskontrolle mit 2 Referenzkeimen und ggf. Keimdifferenzierung im Positivfall.
5004031	Mediafill ohne Wachstumstest	Inkubation und Auswertung von Nährmedienabfüllungen (Media-Fill-Proben) im Rahmen der Prozessvalidierung und ggf. Keimdifferenzierung im Positivfall.

### Nährmedienkontrolle

Artikelnr.	Artikel	Artikelbeschreibung
5006035	Nährmedienkontrolle mit Referenzkeimen (flüssige Medien)	Qualitative Wachstumskontrolle eingesandter, flüssiger Nährmedien pro Testkeim nach Ph. Eur.
5006038	Nährmedienkontrolle mit Referenzkeimen (feste Medien)	Quantitative Wachstumskontrolle eingesandter, fester Nährmedien pro Testkeim nach Ph. Eur.
5006036	Nährmedienkontrolle mit Hauskeimen (flüssige Medien)	Qualitative Wachstumskontrolle eingesandter, flüssiger Nährmedien mit Testkeimen basierend auf Ph. Eur.; Keime werden vom Kunden gestellt / ausgesucht.
5006039	Nährmedienkontrolle mit Hauskeimen (feste Medien)	Quantitative Wachstumskontrolle eingesandter, fester Nährmedien mit Testkeimen basierend auf Ph. Eur.; Keime werden vom Kunden gestellt / ausgesucht.