

Leistungsübersicht Validierung der aufbereitung

von Medizinprodukten nach DIN en ISO 17664

Manuelle Reinigung (inkl. Kontrollen) - Prüfungen am Referenzprodukt

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110201	Man. Reinigung: Bestimmung der methodisch bedingten
4110202	Man. Reinigung: Anschmutzung mit Blut oder Test-Soil inkl. Auswertung mittels Biuret-Methode
4110203	Man: Reinigung: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten
4110204	Man. Reinigung: Mikrobiologische Anschmutzung und Auswertung mittels Reduktionsfaktor
4110206	Man. Reinigung: Bestimmung der methodisch bedingten TOC-Wiederfindung
4110207	Man. Reinigung: Anschmutzung mit Blut und Auswertung mittels TOC-Analyse (Direkt-/NPOCMethode)
4110302	Man. Reinigung: Pauschale für Geräte und Arbeitsmittel (einmalig)
4119999	Optional: Einsatz von speziellen Desinfektionsmitteln auf Kundenwunsch *je nach Gebindegröße und Mindestbestellmenge
4202901	Arbeitszeit Laborpersonal/techn. Mitarbeiter (nach Aufwand je Std.)

Manuelle Desinfektion (inkl. Kontrollen) - Mikrobiologische Prüfung des Referenzproduktes

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110401	Man. Desinfektion: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten
4110402	Man. Desinfektion: Anschmutzung inkl. Auswertung mittels mikrobiologischem Reduktionsfaktor
4110403	Man. Desinfektion: Pauschale für Geräte und Arbeitsmittel (einmalig)
4119999	Optional: Einsatz von speziellen Desinfektionsmitteln auf Kundenwunsch *je nach Gebindegröße und Mindestbestellmenge
4202901	Arbeitszeit Laborpersonal/techn. Mitarbeiter (nach Aufwand je Std.)

Leistungsübersicht Validierung der aufbereitung

von Medizinprodukten nach DIN en ISO 17664

Maschinelle Reinigung und Desinfektion (inkl. Kontrollen) – Prüfungen am Referenzprodukt

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110511	RDG: Bestimmung der methodisch bedingten Proteinwiederfindung
4110301	RDG: Verschmutzung mit Blut oder Test-Soil und Auswertung mittels Biuret-Methode
4110508	RDG: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten Wiederfindungsrate
4110515	RDG: Mikrobiologische Verschmutzung und Auswertung mittels mikrobiol. Reduktionsfaktor
4110516	RDG: Verschmutzung mit Test-Soil und visuelle Auswertung
4110505	RDG: Bestimmung der methodisch bedingten TOC-Wiederfindung
4110506	RDG: Verschmutzung mit Blut und Auswertung mittels TOC-Analyse (Direkt-/NPOC-Methode)
4110508	RDG: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten Wiederfindungsrate
4110515	RDG: Mikrobiologische Verschmutzung und Auswertung mittels mikrobiologischem Reduktionsfaktor
4110503	RDG: Gerätepauschale für das eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsgerät (je Prüfcharge)
4202901	Arbeitszeit Laborpersonal/techn. Mitarbeiter (nach Aufwand je Std.)

Maschinelle Desinfektion - Thermoelektrische Prüfung am Referenzprodukt (A0-Wert-Bestimmung)

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110504	RDG: Thermoelektrische Überprüfung des maschinellen Desinfektionsprozesses (je Prüfcharge)
4110503	RDG: Gerätepauschale für das eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsgerät (je Prüfcharge)

Dampfsterilisation: Mikrobiologische Bestimmung der Methodisch Bedingten Wiederfindungsrate

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110611	DA-Steri: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten Wiederfindungsrate
4110621	DA-Steri: Mikrobiologische Bestimmung der methodisch bedingten Wiederfindungsrate (> 3 Art.)
4110612	DA-Steri: Verschmutzung und Auswertung mittels mikrobiologischem Reduktionsfaktor
4110622	DA-Steri: Verschmutzung und Auswertung mittels mikrobiologischem Reduktionsfaktor (> 3 Art.)
4110601	DA-Steri: Gerätepauschale für den eingesetzten Autoklaven (je Prüfcharge)
4202901	Arbeitszeit Laborpersonal/techn. Mitarbeiter (nach Aufwand je Std.)

Leistungsübersicht Validierung der aufbereitung

von Medizinprodukten nach DIN en ISO 17664

Dampfersterilisation – Thermoelektrische Prüfung am Referenzprodukt

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110601	DA-Steri: Gerätepauschale für den eingesetzten Autoklaven (je Prüfcharge)
4110602	DA-Steri: Thermoelektrische Überprüfung des Sterilisationsprozesses (je Prüfcharge)

H2O2 Plasmasterilisation (Inkl. Kontrollen) - Prüfung am Referenzprodukt

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110623	PL-Steri: Gerätepauschale für den eingesetzten Sterilisator (je Prüfcharge < 15 Zyklen / 5er Schritte)
4110624	PL-Steri: Gerätepauschale für den eingesetzten Sterilisator (je Prüfcharge < 25 Zyklen / 5er Schritte)
4110625	PL-Steri: Gerätepauschale für den eingesetzten Sterilisator (je Prüfcharge > 25 Zyklen / 5er Schritte)

Validierung von Aufbereitungsprozessen & Erstellung von Aufbereitungsanleitungen

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110090	Vorbereitende Begutachtung und Bewertung der Produkte inkl. Kurzstellungnahme (bis 10 Art.)
4110091	Vorbereitende Begutachtung und Bewertung der Produkte inkl. Kurzstellungnahme (bis 25 Art.)
4110092	Vorbereitende Begutachtung und Bewertung der Produkte inkl. Kurzstellungnahme (bis 26 Art.)
4110100	Erstellung Validierungsplan
4110701	Erstellung einer Aufbereitungsanweisung nach DIN EN ISO 17664

Erstellung Validierungsbericht (DIN en ISO 17664)

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110800	Erstellung Validierungsbericht (DIN EN ISO 17664)

Leistungsübersicht Validierung der aufbereitung

von Medizinprodukten nach DIN en ISO 17664

Bereitstellung einer Vorlage zur Erstellung einer Risikomatrix zur Bewertung von MP

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
4110011	Bereitstellung einer Vorlage zur Erstellung einer Risikomatrix zur Bewertung von Medizinprodukten
4110020	Beratung und Unterstützung bei der Erstellung einer Risikomatrix (nach Aufwand)
4202903	Arbeitszeit wissenschaftl. Mitarbeiter zzgl. Fahrt- und Übernachtungskosten

Versandkosten: Versicherter Transport

Artikelnr.	Artikelbeschreibung
5007012	Versandkosten: versicherter Transport (nach Aufwand je Versand)
5007017	Versandkosten: Päckchen (nach Aufwand je Versand)